Nexusクイックガイド　純正ガイド用ドリルキット対応リスト

【注意】直径5.1 mmを超えるインプラントの場合、最終的なドリリング段階に至るまでガイドを使用することはできません。

Implant			ドリルキット名	使用スリーブ		ドリルプロトコル
メーカー	機種	サイズ(mm)		メーカー	内径	
BIOTEM	AR	年内リリース予定				Yes
	IR					Yes
Dentium	IMPLANTIUM	3.6/4.0/4.5/5.0	Digital Full Kit	Sleeveless	Sleeveless	No
	SuperLine	3.6/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0				No
	SuperLine II	3.6/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0				No
	SimpleLine Ⅱ	3.4(4.8)/3.8(4.8)/4.3(4.8) /4.3(6.5)/4.8(6.5)				No
DIO	UfⅡNarrow	3.0/3.3	DIOnavi. Narrow Kit(Φ3.0-3.3)	Sleeveless	Sleeveless	No
	UfⅡ	3.8/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0	DIOnavi. Master Kit(Φ3.0-5.0) DIOnavi. Wide Kit(Φ5.5-7.0)	All Guide DIO	Φ5.3mm for master kit Sleeveless for wide kit Φ6.8	
	VUV Implant	3.0/3.3/3.8/4.0/4.5/ 5.0/5.5/6.0/6.5	DIOnavi. Narrow Kit(Φ3.0-3.3) DIOnavi. Master Kit(Φ3.0-5.0) DIOnavi. Wide Kit(Φ5.5-7.0)	DIO All Guide DIO	Sleeveless for narrow kitΦ3.6 Φ5.3mm for master kit Sleeveless for wide kitΦ6.8	
Neobiotech	IS-II	3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	NEO NAVIGUIDE KIT Narrow NEO NAVIGUIDE KIT	All Guide	Φ4.1mm Φ5.2mm	Yes
Nobelbiocare	NobelActive	All (3.0/3.5/4.3/5.0)	NobelActive Guided Pure Set	All Guide	Φ4.1mm Φ5.0mm	No
	Nobel Parallel CC	3.75/4.3/5.0/5.5	NobelPararellCC Guided PureSet	All Guide	Φ4.1mm Φ5.0mm	No
	Nobel Replace Nobel Replace select tapered	3.5/4.3/5.0/6.0	NobelParallelCC Guided PureSet	All Guide	Φ4.1mm Φ5.0mm	No
OSSTEM Hiossen	TS3 ET3	3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0	OneGuide Kit	All Guide	Φ5.0mm	Yes
	TS4 ET4	4.0/4.5/5.0/6.0	OneGuide Kit	All Guide	Φ5.0mm	Yes
	SS3	3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	OneGuide Kit	Sleeveless	Sleeveless	Yes
Straumann	TL	All	Twist Drill for Guide	All Guide	Φ5.0mm Φ2.2mm	No
	BL	All	Twist Drill for Guide	All Guide	Φ5.0mm Φ2.2mm	No
	BLT	All	Velo Drill	All Guide	Φ5.0mm Φ2.2mm	No
	BLX	All	Velo Drill	All Guide	Φ5.0mm Φ2.2mm	No
	TLX	All	Velo Drill	All Guide	Φ5.0mm Φ2.2mm	No
Warantec	IU	年内リリース予定				No